pigeon

Nose Cleaner

Aspirador Nasal

Punta de seguridad suave y flexible Soft and flexible tip

Fuerza de succión delicada y efectiva Delicate and effective suction strength

Tapa higiénica Hygienic Hood





Polipropileno Boquilla: Silicona Adaptador:-Polipropileno Perilla:-Goma de Silicona

Gentle care for your baby

Modo de empleo:

- Cuando use el aspirador, sujete siempre al bebé en sus brazos.
 Nunca apriete la perilla de goma dentro de la nariz del bebé.
- Notaca apriete la perilla de gorra defino de la nanz del bebe.
 La perilla debe desinflarse antes de introducir el aspirador en la nariz del bebé.
 El no sequir estas instrucciones puede ocasionar un daño a la membrana mucosa del bebé.
- Separe cada parte y lávelas bien en agua tibia.
- Todas las partes pueden ser esterilizadas en aqua hirviendo.

Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar sólo bajo la supervisión de un adulto.

How to use

- · When using the cleaner, always hold baby in your arms.
- Never compress rubber pump while soft nozzle is inserted in baby's nostril.
 Rubber pump must be compressed first before placing soft nozzle into baby's nostril.
- Failure to follow the above instructions may result in damage to the mucus membrane. How to wash:

 Separate each part and thoroughly
- wash them in warm water.

 All parts can be sterilize in boiling

Caution: Keep away from reach of children. Use only under adult supervision.

PIGEON P
PIGEON CORPORATION
4-14 Minoriash Hisamsu-dro, Chucku,
Tokoy Olisedio, APAN
www.bjean.com
www.bdespigeon.com (read distributivs sile)
Hischopor TOA TEC (N) SDN BHD, Malassa
Fischopor TOA TEC (N) SDN BHD, Malassa

9 0 ∞ 0 \sim O